


NÁVOD K POUŽITÍ: Vytiskněte tuto šablonu na šířku. NEMĚŇTE MĚŘÍTKO. Tiskněte na 100 % nebo deaktivujte měřítko. Vystříhněte podél přerušovaných čar a odstraňte vnitřní část. Vložte nos a tlamu psa do předních a bočních výřezů, abyste zjistili, která maska nejlépe vyhovuje.

AeroKat 

Aerosolová komora pro
kočky



Exkluzivní indikátor **Flow-Vu*** se pohybuje směrem ke kočce, když vdechuje, a bude se pohybovat pouze v případě, že je maska dobře utěsněna.



Šablona pro měření velikosti masky

Každá komora **AeroKat*** se dodává s malou a střední maskou.
Vybraná maska by měla zakrývat nos a tlamu kočky, ale ne oči.

Pomáháme zvířatům po celém světě snadněji dýchat.



Trudell Medical International

www.aerokat.com

